

*S*afersonic®

Sterilní návleky na ultrazvukové sondy s vnitřní adhezivní plochou, která dokonale přilne k vysílací vrstvě sondy

Bez artefaktů

Bez gelu na sondě

Bez zbytků lepidla

Bez latexu



Vhodné pro většinu běžných ultrazvukových sond

Výhradní zastoupení pro Českou republiku:
MEDATA, spol. s r.o., Milady Horákové 11, 602 00 Brno.
tel: 545 213 813 e-mail: info@medata.cz www.medata.cz


MEDATA
VÁS PARTNER V PÉČI O ZDRAVÍ



Sterilní návleky na ultrazvukové sondy s vnitřní adhezivní plochou, která dokonale přilne k vysílací vrstvě sondy



Safersonic (#SAF 612.18120)



Vhodné pro většinu běžných sond



Obr.1



Obr.2

Adhezivní vrstva spojuje návlek se sondou bez bublinek a záhybů (Obr.1) !

VÝSLEDEK: Nesterilní sonda je plně zakrytá sterilním návlekem -
Sterilní procedura může začít !

Po skončení procedury odstraňte adhezivní vrstvu tak jako na (Obr.2) -
po lepidle ani památky !

Safersonic Single	SAF 612.18030	18 x 30 cm
Safersonic Medium	SAF 612.18050	18 x 50 cm
Safersonic Conti	SAF 612.18120	18 x 120 cm
Safersonic Long	SAF 612.18250	18 x 250 cm