


Advanced Software



Balíček

Funkce

Zobrazovací režimy

Přednastavení

Estetický balíček (L7, L15, L20)

- AI cévní hloubky
- Ovládání fokální hloubky
- Režim rozdělené obrazovky
- Režim nahrávání procedur
- DICOM
- Lokální ukládání a export obrázků

- B-režim/M-režim*
- Barevný/výkonový doppler*
- Pulsní doppler
- Zvýraznění jehly
- Strain elastografie

- Standardní přednastavení*
- Specializovaná přednastavení
- Obličejová estetika
- Dermatologie
- Plastická operace
- BBL (L7/L15)
- Brada, Tvář, Rty, Čelo, Intraorbitální, Skleroterapie

Prsní balíček (L7, L15)

- Objem útvaru*
- Rychlý výběr popisků
- Trojrovinné piktogramy
- Optimalizace šíření ultrazvuku
- Reporty BI-RADS
- Měření/označování útvarů
- Měření poměru Š/H
- Protokol označování biopsie
- Zavádění bioptické jehly
- Režim rozdělené obrazovky
- Režim nahrávání procedur
- DICOM
- Lokální ukládání a export obrázků

- B-režim/M-režim*
- Barevný/výkonový doppler*
- Pulsní doppler
- Zvýraznění jehly
- Strain elastografie

- Standardní přednastavení*
- Specializovaná přednastavení
- Obecná prsní přednastavení
- Intervence prsou
- Diagnóza prsou

Muskuloskeletální balíček (L7, L15, L20, C3, C7, PAL)

- Specializovaná měření
- MSK AI (jen pro USA)
- Režim rozdělené obrazovky
- Režim nahrávání procedur
- DICOM
- Lokální ukládání a export obrázků

- B-režim/M-režim*
- Barevný/výkonový doppler*
- Pulsní doppler
- Zvýraznění jehly (L7/L15/PAL)
- Strain elastografie
- DICOM

- Standardní přednastavení*
- Specializovaná přednastavení
- Loket^{1,2}, Chodidlo/Kotník^{1,2}, Kyčel², Kyčelní kloub^{1,2}, Koleno, Plantární¹, Pánevní dno², Rameno, Páteř², Ruka/Zápěstí¹,
- Obecná MSK přednastavení

* Funkce a přednastavení zahrnuté ve standardní výbavě při prodeji sonografu, ¹ Není dostupné na PAL HD3, ² Není dostupné na L15 HD/L15 HD3

Balíček	Funkce	Zobrazovací režimy	Přednastavení
Porodnický balíček (C3, PA, EC7)	<ul style="list-style-type: none"> Standardní porodnická měření - HC/AC/FL/BPD/ GS/AFI/EFW/EDD/LMP* Biofyzikální profil* Pokročilá měření - Lebka, Dlouhé kosti, Trup Percentilní poměry Růstové tabulky v PDF reportech ACT One™ Režim rozdělené obrazovky Režim nahrávání procedur DICOM Lokální ukládání a export obrázků 	<ul style="list-style-type: none"> B-režim/M-režim* Barevný/výkonový doppler* Pulsní doppler Strain elastografie 	<ul style="list-style-type: none"> Standardní přednastavení* Specializovaná přednastavení Těhotenství a porod přednastavení (C3, PA) Měření dlouhých kostí a lebky
Primární/kritická péče balíček (C3, PA, C7, PAL)	<ul style="list-style-type: none"> AI automatické přednastavení Automatické zjištění tepové frekvence ACT One™ (C3/PA) Režim rozdělené obrazovky Režim nahrávání procedur DICOM Lokální ukládání a export obrázků 	<ul style="list-style-type: none"> B-režim/M-režim* Barevný/výkonový doppler* Pulsní doppler Strain elastografie 	<ul style="list-style-type: none"> Standardní přednastavení*
Cévní balíček (L7, L15, PAL)	<ul style="list-style-type: none"> Objem průtoku* Plné karotické výpočty Plné výpočty tepen dolních končetin Plné výpočty žil dolních končetin Režim rozdělené obrazovky Režim nahrávání procedur DICOM Lokální ukládání a export obrázků 	<ul style="list-style-type: none"> B-režim/M-režim* Barevný/výkonový doppler* Pulsní doppler Zvýraznění jehly Strain elastografie 	<ul style="list-style-type: none"> Standardní přednastavení* Specializovaná přednastavení Obecná cévní přednastavení* Arteriální přednastavení Karotické přednastavení Venózní přednastavení Tepny dolních končetin Žíly dolních končetin
Veterinární balíček (C7 Vet, C3 Vet, L7 Vet)	<ul style="list-style-type: none"> Pokročilá měření a výpočty Porodnické růstové tabulky Režim rozdělené obrazovky Režim nahrávání procedur DICOM Lokální ukládání a export obrázků 	<ul style="list-style-type: none"> B-režim/M-režim* Barevný/výkonový doppler* Pulsní doppler Zvýraznění jehly (L7) Strain elastografie 	<ul style="list-style-type: none"> Standardní přednastavení * Specializovaná přednastavení Základní kardio* (C7/C3) Koňské MSK přednastavení* (L7) Pokročilá kardiologie Břicho, Močový měchýř , Plíce MSK, Nervy, OB, Oční, Malé orgány, Vaskulární

* Funkce a přednastavení zahrnuté ve standardní výbavě při prodeji sonografu

O nás

Firma Clarius si dala za cíl vytvářet přesné, jednoduše ovladatelné a cenově dostupné sonografy, dostupné všem zdravotnickým pracovníkům napříč všemi obory. Se zkušenostmi desítek let vývojový tým ví, že skvělé ultrazvukové zobrazení zlepšuje důvěru a péči o pacienty.

Clarius Mobile Health

2980 Virtual Way #205
Vancouver, BC, V5M 4X3
Canada
hello@clarius.com
Phone: 1-778-800-9975