


Rychlý startovací návod

- 1 Nabijte baterii sonografu.**
- 2 Stáhněte aplikaci Clarius.**
Přihlašte se nebo si založte účet, pokud ho dosud nemáte.
- 3 Vyhledejte sonograf**
Vložte baterii. Postupujte podle instrukcí a vyhledejte sonograf.
- 4 Spojte sonograf a chytré zařízení.**
Zvolte váš sonograf a připojte ho.



Pomoc s nastavením:
clarius.com/support



Přečtěte si Uživatelskou příručku pro Clarius Ultrazvukový Přístroj na: clarius.com/manuals
Najdete v ní podrobné instrukce, přehled symbolů a bezpečnostní informace

Základy vyšetřování



Uživatelský návod Clarius ultrazvukový přístroj

Pro získání tištěné kopie návodu během 7-mi dní bez dalších nákladů nás kontaktujte na: clarius.com/support/contact

Video-návody

Naučte se základům ovládání v našich krátkých video-návodech: clarius.com/tutorials



Clarius Mobile Health
350-3605 Gilmore Way
Burnaby, BC, V5G4X5
Canada
hello@clarius.com
Tel.: +1 (778) 800-9975
www.clarius.com



15-03-00063, Rev 2, Printed in Canada



Pomoc s nastavením:
clarius.com/support



Přečtěte si Uživatelskou příručku pro Clarius Ultrazvukový Přístroj na: clarius.com/manuals
Najdete v ní podrobné instrukce, přehled symbolů a bezpečnostní informace